




EUROLINE Atopie Screen

Umfassender und effizienter Allergie-Suchtest für 54 Parameter

Blot	Code	Allergen
	d1	Dermatophagoides pter.
	d2	Dermatophagoides farinae
	i1	Bienengift
	i3	Wespengift
	i6	Küchenschabe, germanisch
	h1	Hausstaub
	e1	Katze
	e2	Hund
	e3	Pferd
	m1	Penicillium notatum
	m2	Cladosporium herbarum
	m3	Aspergillus fumigatus
	m6	Alternaria alternata
	g1	Ruchgras
	g3	Knäuelgras
	g6	Lieschgras
	g12	Roggen
	t2	Erle
	t3	Birke
	t4	Hasel
	t7	Eiche
	t23	Zypresse
	w1	Ambrosie, beifußblättrige
	w6	Beifuß
	w9	Spitzwegerich
	u85	Latex
	f25	Tomate
	f31	Karotte
	f35	Kartoffel
	f85	Sellerie
	f1	Hühnereiweiß
	f75	Eigelb
	f2	Milch
	f3	Dorsch
	f23	Krabbe
	f24	Garnele
	e204	Rinderserumalbumin (BSA)
	f76	Alpha-Lactalbumin
	f77	Beta-Lactalbumin
	f78	Beta-Kasein
	f27	Rindfleisch
	f88	Hammelfleisch / Lamm
	f45	Bäckerhefe
	f4	Weizenmehl
	f5	Roggenmehl
	f9	Reis
	f14	Sojabohne
	f10	Sesam
	f13	Erdnuss
	f17	Haselnuss
	f20	Mandel
	f49	Apfel
	f84	Kiwi
	f237	Aprikose
	CCD	CCD-Marker
	Ind	Indikator

- Effiziente Allergiediagnostik durch simultane Bestimmung von 54 Parametern
- Geringstes Probenvolumen (100–400 µl), ideal für die Pädiatrie!
- Vollautomatische Inkubation (EUROBlotONE) und Auswertung (EUROLineScan)
- Ergebnisdarstellung im EAST*-Klassen-System
- Bestimmung von spezifischen IgE-Antikörpern gegen kreuzreaktive Kohlenhydratepitope (CCD**)
- Hervorragende Korrelation zum ImmunoCAP-System



*EAST: Enzyme Allergo Sorbent Test; **CCD: cross-reactive carbohydrate determinants