





# EUROArray FV/FII+/MTHFR Direct

## Für die schnelle und effiziente Thrombophilie-Diagnostik



- **Bestimmung der wichtigsten genetischen Risikofaktoren der Thrombophilie in einem Ansatz**
- **Direkter Einsatz von EDTA-Vollblut – keine separate DNA-Isolierung nötig**
- **Vollautomatisierte, standardisierte Auswertung**
- **Höchste Ergebnissicherheit durch Ausschluss interferierender benachbarter Mutationen**

Produktübersicht	Bestellnummer
EUROArray FV/FII+/MTHFR Direct	MN 5820-####-V
EUROArray FV/FII+ Direct	MN 5821-####-V
EUROArray FV-Leiden Direct	MN 5822-####-V
EUROArray FII+ Direct	MN 5823-####-V
EUROArray MTHFR Direct	MN 5824-####-V

FV: Faktor V-Leiden; FII: Faktor II (Prothrombin) 20210G>A; MTHFR: Methylen-Tetrahydrofolat-Reduktase 677C>T und 1298A>C